

 <p>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Desligar o Fotodocumentador Chemidoc MP	POP N°016
	Data de Elaboração 12/01/16	Página 01 de 02

PROCEDIMENTO


1. Verificar se a bandeja equipamento está limpa



2. Verificar se a bandeja e a porta do equipamento estão fechadas.



3. Fechar o software ImageLab.
4. Fechar todos os programas e desligar o computador.

 <p>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Desligar o Fotodocumentador Chemidoc MP	POP N°016
	Data de Elaboração 12/01/16	Página 02 de 02

5. Desligar o equipamento ChemiDoc (o botão ON/OFF que está localizado no canto inferior direito do equipamento).



6. O Nobreak do equipamento deverá permanecer ligado.

NATUREZA DAS ALTERAÇÕES		
REVISÃO		ALTERAÇÕES
NÚMERO	DATA	