

 <p>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</p>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	
	<b>Ligar a Multileitora SpectraMax Paradigm Molecular Devices</b>	<b>POP N°021</b>
	<b>Data de Elaboração 12/01/16</b>	<b>Página 01 de 02</b>

## PROCEDIMENTO

### 1. Ligar o equipamento.

1.1. O botão de energia está localizado na parte traseira do equipamento, lado inferior esquerdo.




1.2. O botão ON/OFF está localizado na parte frontal do equipamento, no canto inferior direito (a luz alaranjada indica que o equipamento está em *Stand by*).




### 2. Ligar o computador.

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	
	<b>Ligar a Multileitora SpectraMax Paradigm Molecular Devices</b>	POP N°021
	<b>Data de Elaboração 12/01/16</b>	<b>Página 02 de 02</b>

3. Abrir o software *SoftMax Pro* (ícone localizado na área de trabalho).



4. Aguardar a abertura e a conexão do software *SoftMax Pro* com o equipamento.



Systems Reagents & Supplies Applications L

5. O equipamento está pronto para o uso

<b>NATUREZA DAS ALTERAÇÕES</b>		
<b>REVISÃO</b>		<b>ALTERAÇÕES</b>
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	